

体位変換をお手伝いします 体位変換器

ロンボ

ポジショニングクッション



RM1-BCS

●4本の細長い棒状クッションが連なった形状は、その窪みに下肢を沿わせてはめることでソフトで安定した支えが出来ます。目的によっては丸めたり折り曲げたりして、形を変えて支える個所に合った形状にして使用します。

●RM1-BCS

●65×75cm

●RM2-BCS

●本体40×80cm、フラップ20×80cm

●RM4-BCS

●30×65cm

●RM46100

●20×100cm

月額レンタル料 ご利用者負担額(1割)

1,000円 100円

[2割] 200円 | [3割] 300円



RM6-H

●ピローを振ることで中身の厚みや形状を調整でき、多様なポジショニングに対応します。
●特殊な発泡チップが身体を安定させ、療養者の緊張を最小限に抑えます。
●高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッションです。
●ひとつでも、組み合わせでも。体位変換や姿勢保持のバリエーションが広がる多種類のアイテム。



ルーパームーブ (起き上がり補助装置)

(フランスベッド)

マットレス内部にモーター内蔵。

手元のリモコン操作で、仰向けになった状態から座った状態への体位変換が行えます。



- 背上げと脚上げがリモコンで無段階に調節できます。
- 背脚上げボタンを押すと、背上げ脚上げを同時に行うことができます。
- リモコンコードは、左右どちらでもつながることが出来ます。
- 畳や床の上に直接おいて使います。

●幅97×長さ195×厚さ20cm
●背60度、脚30度
●重量:30kg

月額レンタル料 ご利用者負担額(1割)

6,000円 600円

[2割] 1,200円 | [3割] 1,800円



リーパッドプラス

(パラマウントベッド)㊟

仰臥位から側臥位への体位変換を容易に行えます



体位変換器

- 身体がズレなく、その場で体位変換が出来ます。
- 3軸調整式ヘッドレストで体幹と頭部が常にベストな状態で回転しますので、安全で利用者に負担がかかりません。クッションと専用ベルトの間でスライドしますので、寝衣、シーツにシワができにくく、体位変換後の身体のケアが容易になります。

●全体:幅45cm×奥行42cm×高さ40cm
●頭部/パッド:幅24cm×奥行7cm×高さ14cm
●背部/パッド:幅45cm×奥行13cm×高さ24cm
●専用ベルト:幅140cm×奥行0.2cm×高さ15cm
●重量:約2.1kg

月額レンタル料 ご利用者負担額(1割)

6,000円 600円

[2割] 1,200円 | [3割] 1,800円

カタログ掲載以外の商品も必要に応じてレンタルしておりますのでお問い合わせ下さい。商品は在庫切れの場合もあります。また、改良のため仕様が多少変更になる場合もあります。

特殊寝台・付属品

床ずれ防止用具

手すり

歩行器・杖

車いす・付属品

リフト

徘徊感知器

住宅改修

福祉用具購入

在宅医療・介護予防